





CBS System

CBS steht für Kompressionsschraube und ermöglicht in ihrer Funktionsweise als Zugschraube die Komprimierung zweier Knochenfragmente.

CBS stands for Compression Bone Screw and in its function as a lag screw enables the compression of two bone fragments.



Im Gegensatz zu herkömmlichen Zugschrauben wird die kanülierte CBS über einen Kirschnerdraht eingedreht.

In contrast to conventional tension screws the cannulated CBS is screwed in using a Kirschner Wire.

Die temporäre Fixierung der Knochenfragmente mit dem Kirschnerdraht ermöglicht ein größtenteils minimalinvasives Vorgehen und eine präzise Schraubenplatzierung.

The temporary fixation of the bone fragments with the Kirschner Wire enables a largely minimally invasive procedure and a precise screw placement.



Eigenschaften

- **selbstbohrend / selbstschneidend**
- *self-drilling and self-tapping*
- **Minimierung der Weichteilirritation**
- *minimization of soft tissue irritation*
- **einfache Explantation nach Frakturheilung**
- *easier removal after fracture healing*
- **großer Indikationsbereich durch verschiedene Schraubendurchmesser**
- *different screw diameters for wide range of indications*

