



Flexibler Röntgenarm/ Flexible x-Ray marker

- **flexibler Arm zur genauen Platzierung für orthopädische Röntgenaufnahmen/
*Flexible arm for precise positioning for orthopaedics radiographs***

- **Kugeldurchmesser von 25mm/
*Ball diameter 25mm***

- **einfache Anwendung/
*Simple application***





Der Einsatz von Referenzkugeln ermöglicht die Bestimmung der korrekten Größe eines Körperteils.

Die Edelstahlkugel ist auf einem flexiblen Arm angebracht, wodurch eine genaue Platzierung möglich ist.

The flexible x-Ray marker ensures an exact measurement of the anatomy.

A stainless-steel ball, fixed to a flexible arm, allows a precise positioning.

